

# Ascaris IgG ELISA

Test immunoenzymatique pour le diagnostic de l'ascaridiose humaine

96 tests sur puits individuels pour utilisation diagnostique in vitro par des laboratoires professionnels



BORDIER  
AFFINITY  
PRODUCTS

Instructions d'utilisation pour l'article N° 9250  
N° CE: CH-202205-0023 - UDI-DI: 07640158219256



## Utilisations prévues du produit:

Le kit ELISA Bordier *Ascaris* IgG ELISA est destiné à la détection quantitative des anticorps IgG contre les parasites du genre *Ascaris* dans le sérum humain. La sérologie est une aide au diagnostic et ne doit pas être utilisée comme seule méthode de diagnostic.

## Contexte:

L'ascaridiose est une infection helminthique mondiale causée par certains helminthes transmis par le sol du genre *Ascaris* (principalement *A. Lumbricoides* et *A. suum*). Elle survient le plus souvent chez les enfants des régions tropicales et subtropicales, en particulier dans les zones où l'assainissement et l'hygiène sont médiocres. Les humains peuvent être infectés en ingérant accidentellement des œufs infectieux dans le sol, l'eau ou les aliments contaminés. Après ingestion d'œufs, les larves éclosent dans l'intestin grêle et migrent principalement par la circulation sanguine vers le foie, puis vers les poumons, où elles peuvent toutes deux causer des dommages qui dépendent de l'intensité de l'infection. Des poumons, les larves encapsulées voyagent par la trachée jusqu'à la gorge, où la plupart d'entre elles sont avalées, et atteignent ainsi le tractus gastro-intestinal. Les larves deviennent des vers adultes dans l'intestin grêle, où elles vivent et se reproduisent sexuellement pendant une très longue période, jusqu'à des années. La plupart des personnes infectées ne présentent aucun symptôme. Cependant, dans certains cas, des symptômes apparaissent au stade pulmonaires (toux persistante, essoufflement et respiration sifflante) ou intestinal (douleurs abdominales, nausées, vomissements et diarrhée). Le diagnostic est basé sur la présence d'œufs dans les selles, les signes et symptômes ainsi que les antécédents d'exposition et un résultat positif par des tests sérologiques.

## Principe du test et présentation:

La trousse contient le matériel nécessaire pour effectuer 96 tests immuno-enzymatiques (tests ELISA) sur des barrettes sécables sensibilisées avec les antigènes solubles d'*Ascaris*. Les anticorps spécifiques de l'échantillon se lieront à ces antigènes et les anticorps non spécifiques seront éliminés par lavage. La présence d'anticorps spécifiques vis-à-vis des antigènes parasitaires est détectée avec un conjugué protéine A - phosphatase alcaline. Une deuxième étape de lavage éliminera le conjugué non lié. La révélation des anticorps liés est faite par l'addition du substrat pNPP qui devient jaune en présence de phosphatase alcaline. L'intensité de la couleur est proportionnelle à la quantité d'anticorps spécifiques d'*Ascaris* dans l'échantillon. Le phosphate de potassium ajouté arrêtera la réaction. L'absorbance à 405 nm est lue avec un lecteur de microplaques ELISA. Le test peut être réalisé avec un système automatisé mais doit être validé par l'utilisateur.

## Matériel contenu dans la trousse (96 tests):

|         |         |  |   |           |    |
|---------|---------|--|---|-----------|----|
| WELL    | 9250-01 | Barrettes sécables sensibilisées avec les antigènes solubles d' <i>Ascaris</i> | 96  | puits     |    |
| DILB    | 9250-02 | Tampon de dilution (concentré 10 x), coloré en violet                          | 50  | ml        |    |
| WASH    | 9250-03 | Solution de lavage (concentrée 10 x)   | 50  | ml        |    |
| ENZB    | 9250-04 | Tampon de l'enzyme   | 50  | ml        |    |
| STOP    | 9250-05 | Solution d'arrêt (0.5M K <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> )                        | 25  | ml        |    |
| CONTROL | -       | 9250-06  | Sérum de contrôle négatif (20 x), bouchon vert                    | 200       | µl |
| CONTROL | -/+     | 9250-07  | Sérum de contrôle faiblement positif (seuil, 20 x), bouchon jaune | 200       | µl |
| CONTROL | +       | 9250-08  | Sérum de contrôle positif (20 x), bouchon rouge                   | 200       | µl |
| CONJ    | 9250-09 | Conjugué protéine A – phosphatase alcaline (50 x), bouchon violet              | 300   | µl        |    |
| SUBS    | 9250-10 | Substrat de la phosphatase (para-nitrophénylphosphate)                         | 20  | tablettes |    |
|         |         | Réservoir de réactifs pour multipipettes, 25 ml                                | 1   | pièce     |    |
|         |         | Cadre pour les supports de puits   | 1   | cadre     |    |

## Durée de vie et conservation:

Conserver la trousse entre 2° et 8°C (transport à température ambiante), éviter l'exposition prolongée des composants à la lumière directe. La date de péremption et le numéro de lot sont imprimés sur le côté de la boîte. Après ouverture initiale, tous les réactifs sont stables jusqu'à la date d'expiration lorsqu'ils sont conservés entre 2° et 8°C.

### Équipement nécessaire ne se trouvant pas dans la trousse:

Pipettes ( $\mu\text{l}$  et ml). Récipients. Tubes de dilution. Bande adhésive pour couvrir les puits pendant les incubations. Eau distillée. Incubateur à 37°C. Lecteur ELISA ajusté à une longueur d'onde de 405 nm. Équipement manuel ou automatique pour le rinçage des puits. Vortex. Minuteur.

### Préparation des réactifs avant l'usage:

Équilibrer tous les réactifs à température ambiante et mélanger avant utilisation.

**Barrettes sensibilisées:** ouvrir le côté du sachet d'aluminium 9250-01 et retirer le nombre de puits nécessaires (un pour le blanc sans sérum, trois pour les contrôles plus le nombre d'échantillons). Placer les puits dans un support. Si nécessaire, compléter les positions inutilisées du support avec des puits usagés. Placer le support dans un cadre en respectant son orientation. Conserver les barrettes inutilisées scellées dans le sachet avec le dessicatif.

**Tampon de dilution:** diluer le tampon de dilution concentré 10x 9250-02, 1/10 dans de l'eau distillée. Il est utilisé pour la dilution des sérums de contrôle, des échantillons et du conjugué. Le tampon dilué est stable pendant 2 mois à 2-8°C.

**Solution de lavage:** diluer la solution de lavage concentrée 10x 9250-03, 1/10 dans de l'eau distillée. Si vous désirez utiliser votre propre solution de lavage, évitez les tampons contenant du phosphate qui pourrait inhiber par la suite l'activité enzymatique de la phosphatase alcaline. La solution de lavage diluée est stable pendant 2 mois à 2-8°C.

**Sérums de contrôle:** diluer 10  $\mu\text{l}$  de chaque sérum 9250-06 à -08 dans 190  $\mu\text{l}$  de la solution de tampon de dilution (dilution finale 1/20). Les sérums de contrôle dilués sont stables pendant 2 mois à 2-8°C.

**Conjugué:** diluer le conjugué 9250-09, 1/50 dans la solution de tampon de dilution. Diluer le conjugué le jour du test. Ne pas stocker le conjugué dilué.

**Solution de substrat:** dissoudre le nombre nécessaire de tablettes de substrat 9250-10 dans le tampon de l'enzyme 9250-04 non dilué (une tablette dans 2.5 ml de tampon). Vortexer jusqu'à dissolution complète de la tablette. Diluer le substrat le jour du test et protéger le tube de la lumière directe. Les tablettes et les solutions de substrat doivent être incolores ou ne présenter qu'une légère teinte jaune. Si une tablette ou une solution de substrat devient jaune, elle peut avoir été partiellement hydrolysée et doit être jetée. Ne pas stocker la solution de substrat.

**Solution d'arrêt:** utiliser le réactif 9250-05 non dilué.

### Collecte et préparation des échantillons:

Utiliser du sérum humain. Le conserver à 2-8°C s'il est analysé dans les jours suivant le prélèvement, sinon le conserver à -20°C ou moins. Éviter les cycles de congélation/décongélation. Mélanger les échantillons et diluer 1/201 dans la solution de tampon de dilution (par ex. 5  $\mu\text{l}$  d'échantillon dans 1 ml).

### Avertissements et précautions:

Les composés toxiques sont trouvés dans les concentrations suivantes:

| Composant                 | Référence      | Azide de sodium ( $\text{Na}_3\text{N}_3$ ) | Merthiolate |
|---------------------------|----------------|---|-------------|
| Tampon de dilution (10 x) | 9250-02        | 0.1 %                                       | 0.02 %      |
| Solution de lavage (10 x) | 9250-03        | 0.05 %                                      | /           |
| Tampon de l'enzyme        | 9250-04        | 0.01 %                                      | /           |
| Sérums de contrôle (20 x) | 9250-06 to -08 | 0.1 %                                       | 0.02 %      |
| Conjugué (50 x)           | 9250-09        | 0.1 %                                       | /           |

Aux concentrations utilisées, l'azide de sodium et le merthiolate ne présentent aucun risque toxicologique au contact de la peau et des muqueuses.

- La solution d'arrêt 9250-05 (0.5 M  $\text{K}_3\text{PO}_4$ ) est irritante.
- Les sérums de contrôle négatif, seuil et positif (9250-06 à -08) proviennent de lapins.
- Traiter tous les réactifs et les échantillons comme des matières potentiellement infectieuses.
- Ne pas intervertir les réactifs de différents lots ou kits ELISA Bordier.
- Ne pas utiliser de réactifs d'autres fabricants avec ce kit.
- Ne pas utiliser les réactifs après leur date de péremption.
- Fermer les flacons de réactif immédiatement après utilisation et ne pas intervertir les bouchons à vis pour éviter toute contamination.
- Utiliser des pointes de pipettes séparées et propres pour chaque échantillon.
- Ne pas réutiliser les micropuits.
- Éviter la détérioration des micropuits par action mécanique (cônes, buses).

- Les descriptions des symboles utilisés sur les étiquettes se retrouvent sur le site internet [www.bordier.ch](http://www.bordier.ch).

### Informations d'élimination:

Tous les matériaux utilisés pour ce test sont généralement considérés comme des déchets dangereux. Se reporter aux lois et règlements nationaux et régionaux pour l'élimination des déchets dangereux.

### Méthode:

Lors de l'exécution du test, éviter la formation de bulles dans les puits.

#### Etape 1: Blocage:

Remplir complètement les puits avec la solution de tampon de dilution.

Incuber 5 à 15 minutes à température ambiante (blocage des puits).

Éliminer le tampon de dilution par aspiration ou en secouant les barrettes au-dessus d'un évier.

#### Etape 2: Incubation avec les échantillons:

Remplir le premier puits de la première barrette avec 100 µl de tampon de dilution (blanc sans sérum).

Remplir les trois puits suivants avec respectivement 100 µl de sérum de contrôle dilués négatif, faiblement positif (seuil) et positif. Pour des essais de plus de 25 échantillons, nous recommandons de remplir les trois derniers puits avec des sérums de contrôle comme doublon.

Remplir les autres puits avec les échantillons dilués (100 µl).

Couvrir les puits avec de la bande adhésive et incuber 30 minutes à 37°C.

Éliminer les sérums et laver 4 x avec ~ 250 µl de solution de lavage.

#### Etape 3: Incubation avec le conjugué:

Distribuer 100 µl du conjugué dilué dans chaque puits (blanc sans sérum inclus).

Couvrir les puits avec de la bande adhésive et incuber 30 minutes à 37°C.

Éliminer le conjugué et laver 4 x avec ~ 250 µl de solution de lavage.

#### Etape 4: Incubation avec le substrat:

Distribuer 100 µl de la solution de substrat dans chaque puits.

Couvrir les puits avec de la bande adhésive et incuber 30 minutes à 37°C.

Arrêter la réaction en ajoutant 100 µl de la solution d'arrêt à chaque puits.

#### Etape 5: Mesure de la densité optique:

Si besoin, essuyer le dessous des puits et éliminer les bulles éventuelles. Mesurer la densité optique (DO) à une longueur d'onde de 405 nm dans l'heure qui suit l'addition de la solution d'arrêt.

### Interprétation:

Soustraire la valeur du blanc sans sérum de toutes les autres valeurs. Le cas échéant, calculer les moyennes des valeurs de DO des sérums de contrôle dupliqués. Le test est valable si les critères suivants sont remplis:

- DO contrôle positif > 1.200
- DO contrôle seuil > 13 % de la DO du contrôle positif
- DO contrôle négatif < 8 % de la DO du contrôle positif
- DO du blanc sans sérum < 0.350

Les contrôles de qualité des lots actuels sont publiés sur notre site internet: [www.bordier.ch](http://www.bordier.ch).

La concentration en anticorps du sérum seuil 9250-07 a été ajustée de manière à permettre une distinction optimale entre les sérums de cas cliniques d'ascaridiose et les sérums de sujets sains.

L'index cut off de chaque échantillon est défini, après soustraction du blanc sans sérum, par la formule suivante:

$$\text{Index} = \frac{\text{DO échantillon}}{\text{DO sérum seuil}}$$

Le résultat est **négatif** lorsque l'index du sérum à tester est inférieur à 1.0. Dans ce cas, la concentration d'anticorps IgG dirigés contre les antigènes d'*Ascaris* n'est pas cliniquement significative.

Le résultat est **positif** lorsque l'index du sérum à tester est supérieur à 1.0. Dans ce cas, la concentration d'anticorps IgG dirigés contre les antigènes d'*Ascaris* est considérée comme cliniquement significative. Cela indique que le patient a eu un contact avec le parasite.

Une zone grise pourra être définie par chaque laboratoire en fonction de sa population de patients. En cas de résultats limites ou douteux, nous recommandons de répéter le test 2 à 4 semaines plus tard avec un nouvel échantillon.

En cas de résultat positif ou douteux, nous recommandons de réaliser un test de confirmation (le plus souvent par western blot) si un tel test est disponible ou requis par un règlement national.

## Performances analytiques:

### Spécificité analytique:

Une spécificité de 66% a été obtenue avec 41 sérums de patients atteints d'autres infections parasitaires. Les réactions croisées surviennent principalement chez les patients atteints de toxocarose et de trichinellose.

Aucune interférence positive ou négative n'a été observée avec des concentrations supra-physiologiques d'hémoglobine, de lipides ou de bilirubine dans des sérums supplémentés en interférents.

### Fidélité:

La répétabilité a été évaluée en testant 2 sérums humains dans 24 puits d'une microplaque en un essai unique. La reproductibilité a été évaluée en testant ces 2 échantillons lors de 10 essais différents.

|                              | Répétabilité  |               | Reproductibilité |               |
|------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
|                              | Echantillon 1 | Echantillon 2 | Echantillon 1    | Echantillon 2 |
| Moyenne (densité optique)    | 0.627         | 1.633         | 0.692            | 1.851         |
| Ecart-type (densité optique) | 0.038         | 0.068         | 0.034            | 0.067         |
| Coefficient de variation (%) | 6.1           | 4.2           | 5.0              | 3.6           |

Les performances suivantes ne peuvent pas être évaluées car il n'existe pas de matériel de référence certifié pour cette analyse:

- Sensibilité analytique (limite de détection et seuil de détection)
- Justesse
- Exactitude
- Plage de mesure
- Linéarité

## Performances cliniques:

### Sensibilité diagnostique:

Une sensibilité de 81% a été obtenue avec 27 sérums positifs avec l'antigène extrait total d'*Ascaris suum* et négatifs avec le kit ELISA Bordier *Toxocara canis*.

### Spécificité diagnostique:

Une spécificité de 75% a été obtenue avec 44 sérums positifs avec l'antigène extrait total d'*Ascaris suum* et positifs avec le kit ELISA Bordier *Toxocara canis*. Une spécificité de 96% a été obtenue avec 181 sérums de donneurs de sang suisses. Une spécificité de 98% a été obtenue avec 96 sérums de patients d'un service clinique d'infectiologie suisse. Un résultat négatif a été obtenu pour 147 des 150 échantillons négatifs avec une autre technique commerciale de détection des anticorps anti-*Ascaris*. Un résultat positif a été obtenu pour 8 des 9 échantillons positifs avec cette technique.

### Valeur prédictive positive et négative:

Une VPP de 52% et une VPN de 92% ont été obtenues avec les populations mentionnées ci-dessus.

### Valeurs attendues dans la population normale et touchée:

Une valeur attendue d'index 0.46 a été obtenue dans la population normale avec 180 sérums de donneurs de sang suisse, 96 sérums d'un service d'infectiologie suisse et 44 sérums positifs avec l'antigène extrait total d'*Ascaris suum* et positifs avec le kit ELISA Bordier *Toxocara canis*. Une valeur attendue d'index 1.21 a été obtenue dans la population touchée avec 27 sérums positifs avec l'antigène extrait total d'*Ascaris suum* et négatifs avec le kit ELISA Bordier *Toxocara canis*.

### Limitations:

Le diagnostic d'une maladie infectieuse ne doit pas être établi sur la base du résultat d'un seul test. Un diagnostic précis doit prendre en compte la situation endémique, l'histoire clinique, la symptomatologie, l'imagerie ainsi que les données sérologiques. Chez les patients immunodéprimés et les nouveau-nés, les données sérologiques ont une valeur limitée.

### Incidents:

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif fait l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

### Références:

Schneider, R. and Auer, H. (2016) Incidence of *Ascaris suum*-specific antibodies in Austrian patients with suspected larva migrans visceralis (VLM) syndrome. *Parasitology Research* **115**, 1213-1219.

Dana D, Vlamincck J, Ayana M, Tadege B, Mekonnen Z, Geldhof P, et al. (2020) Evaluation of copromicroscopy and serology to measure the exposure to *Ascaris* infections across age groups and to assess the impact of 3 years of biannual mass drug administration in Jimma Town, Ethiopia. *PLoS Negl Trop Dis* **14**(4).

